

molab

CHILLIE

MIT SICHERHEIT: DER LEICHTESTE KANTELROLLI - FAHRFERTIG AB 10 KILO!

- Grundpreis: 2990,-€
- Modularer Kantelrollstuhl, crashgetestet bis 50 Kilo Nutzergewicht
- Komplett individuell auf die Diagnose zugeschnitten
- Beliebige Sitzmaße, millimetergenau (SB 15 cm bis SB 45, ST 10 cm bis ST 50 cm, RH bis 80 cm, Radgrößen 12 Zoll bis 28 Zoll)
- Mitwachsend über Jahre
- Stufenloser, wartungsfreier Kantelmechanismus mit acht Jahren Garantie
- Erhältlich in beliebigen Formen aus Alu (crashgetestet) und Carbon
- Fahrgestell modular (aus Carbon und Alu) oder geschweißt aus Alu 7020 T6
- Große Farbauswahl (Das komplette RAL-Classic-Sortiment und viele Sonderbeschichtungen!)
- Stufenlos einstellbare Sitzgeometrie und -position
- Fußauflage fest oder klappbar, winkel- und höheneinstellbar, auch geteilt mit UL-Längenausgleich
- Einfache Schwerpunkteinstellung für aktive Nutzerinnen
- NEU: Möglichkeit zur Trimmung für sicheren Stand des Stuhls
- Kraftneutrales Einstellen des Kantelwinkels
- Unschlagbar vielfältig in der Ausstattung:
- Scheibenbremsen (ab 6° Sturz) mit Feststeller, bedienbar aus dem Stuhl und / oder am Schiebegriff
- Einfach abnehmbare Räder, Sturz von 3° über 6° & 10° bis 13°
- Doppelantikipp mit verschiedenen Rastpositionen
- Beliebige Kantelwinkel von - 15° bis + 90° nach Absprache
- Ausstattung mit kraftunterstützenden Zusatzantrieben wie MaxMobility-SmartDrive, Alber E-Motion oder E-Fix
- Unterbringung medizinischer Geräte wie Beatmung, Absaugung, Ernährungspumpe, Oxymeter nach Absprache
- Abnehmbarer Geräteanhänger, wenn's am Stuhl zu eng wird
- Armlehnen fest oder abnehmbar in beliebigen Formen
- Crashgetestete Kopfstütze
- Hochwertige Polster, bei Bedarf nach Körperabdruck
- Bezugstoffe in großer Auswahl
- Therapietische in beliebigen Formen aus Holz, Polycarbonat oder Carbon, höhen- und winkeleinstellbar
- Abnehmbares Outdoorrad für Strandspaziergänge / unebenes Gelände
- Spurstabilisierung, Einhandantrieb, Einhandlenkung, Einhandbremse
- Viele verschiedene Räder und noch mehr

Chillie



..Diagnosen machen erfinderisch



Dieser Katalog zeigt nur einige Beispiele aus unserem Programm. Alle Produkte werden ausschließlich im Sonderbau gefertigt. Anfragen, die über das Gezeigte hinausgehen, sind stets willkommen: Gern entwickeln wir nach intensiver Beratung zusammen mit Euch / in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten exakt das Hilfsmittel, was Ihr benötigt. Dabei kann, aber muss kein Rollstuhl entstehen ... Neugierig? Dann kommt uns besuchen - am besten nach vorheriger Terminabsprache

