

molab

G6



G6

Starrrahmen im L-Design für Jugendliche & Erwachsene - extrem wandlungsfähig

- Grundpreis: 2850-€
- Ausgesprochen anpassungsfähig: Auf Wunsch mit einstellbarer Sitzbreite und trapezförmiger Sitzfläche
- Drei Rahmenvarianten: Komplett verschweißt, komplett modular oder als Hybridversion
- Neuartiges Sitzkonzept mit faltbarer Rückenschale und stufenlos einstellbarem Schwerpunkt
- Rahmenrohre, Sitz und Rücken aus Alu oder Carbon, Frästeile aus Alu oder Magnesium für maximale Gewichtsersparnis
- Ausstattung mit vielen stylischen Komponenten möglich: Carbonräder, Scheibenbremsen, FrogLegs, SmartWheel und mehr
- Geeignet für Zusatzantriebe wie Twion, E-Motion, SmartDrive, RocketDrive, LipoLomo und alle manuellen Adaptivbikes
- Auch als Abduktionsrahmen erhältlich



Dieser Katalog zeigt nur einige Beispiele aus unserem Programm. Alle Produkte werden ausschließlich im Sonderbau gefertigt. Anfragen, die über das Gezeigte hinausgehen, sind stets willkommen: Gern entwickeln wir nach intensiver Beratung zusammen mit Euch / in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten exakt das Hilfsmittel, was Ihr benötigt. Dabei kann, aber muss kein Rollstuhl entstehen ... Neugierig? Dann kommt uns besuchen - am besten nach vorheriger Terminabsprache

