

molab

LOGIC

DER LOGIC : KONKURRENZLOS VIELFÄLTIG - KONSEQUENT OPTIMIERT

- Grundpreis: 2990,-€
- Modularer Starrrahmen-Rolli für maximale Flexibilität bei verschiedensten Diagnosen
- Leichtes, patentiertes Fahrgestell aus Alu 7020 und Alu 7075, wahlweise aus Carbon und Alu 7075
- Hochwertiges Alu für maximale Stabilität
- Carbon für kleinstes Gewicht (ab 5,5 Kilo fahrfertig)
- Drei Rahmen-Abduktionswinkel:
 - 0° für eine schlanke, elegante Optik und stufenlos einstellbaren Radstand
 - 7° für einen sicheren und ausgewogenen Auftritt,
 - 12° für abduziertes Sitzen und viel Platz für ein breites Fußbrett
- Sturz der Antriebsräder: Von kompakten 3° über 6° & 10° bis zu besonders wendigen 13°, Radgrößen von 14 bis 28 Zoll
- Individueller Sitzaufbau: Sitz, Rücken, Pelotten, Seitenteile, Fußbrett werden grundsätzlich kundenspezifisch gefertigt
- Wenn's um jedes Gramm geht: Auch im Sitzbereich fast alle Teile aus Carbon erhältlich
- Beliebige Sitzpositionen, stufenlos einstellbar, mitwachsend in Sitztiefe, Rückenhöhe & Unterschenklänge
- Beliebige Sitzbreiten, millimetergenau wählbar, beliebig weit und häufig mitwachsend
- Maximal individualisierbar in Form, Farbe und Design, etwa mit eingelasertem Namensschriftzug
- Viele Funktionen & Adaptionen z.B.:
 - Hydraulische Scheibenbremsen mit/ohne Feststeller, bedienbar vom Fahrer/ab Schiebegriff durch Begleitperson
 - Verschiedene formschöne Outdoor-Räder, abnehmbar, für Strand, Schnee und Gelände
 - Abnehmbare Fußauflagen
 - Rückenwinkel- und Sitzhöhenschnellverstellung
 - Einhandantrieb, Einhandbremse, Einhandlenkung, Spurstabilisierung...
 - Therapeutische nach Maß - bei Bedarf auch aus Carbon
 - Regen- und Sonnenverdecke in verschiedenen Farben
 - Hochwertige Polster, auch individuell nach Körperabdruck gefertigt
 - Adaptivbikes verschiedener Anbieter
 - Alber E-Motion und E-Fix
 - MaxMobility-SmartDrive
 - Tandemkupplung
 - Kofferraum für medizinische Geräte, Schultasche etc.
 - Abnehmbarer Geräteanhänger für Sauerstoffversorgung, Ernährungspumpe, Absaugung und mehr
 - Bei Bedarf mit Kraftknoten von molab, formschön in den Rahmen integriert, Begurtung von AMF
 - Crashgetestet bis 50 Kilo Nutzergewicht

Logic



...Ursprung unseres Erfolges

Dieser Katalog zeigt nur einige Beispiele aus unserem Programm. Alle Produkte werden ausschließlich im Sonderbau gefertigt. Anfragen, die über das Gezeigte hinausgehen, sind stets willkommen: Gern entwickeln wir nach intensiver Beratung zusammen mit Euch / in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten exakt das Hilfsmittel, was Ihr benötigt. Dabei kann, aber muss kein Rollstuhl entstehen ... Neugierig? Dann kommt uns besuchen - am besten nach vorheriger Terminabsprache

