

molab

LOX



LOX



LOX - Kompakter Leichtbau. Konsequenz auf den Punkt gebracht

- Grundpreis: 2850,-€
- Für den LOX ziehen wir alle Register und gehen bewusst an die Grenzen des physikalisch Machbaren
- NICHT crashgetestet - kein Kraftknoten möglich*
- Entwickelt für Kunden, bei denen es auf's letzte Gramm ankommt
- Ultraleicht und trotzdem sehr steif, stabil und wandlungsfähig - vier Jahre Garantie auf Sitz und modulare Rahmen
- Wie fast alles von molab komplett stufenlos einstellbar und mitwachsend
- Radgrößen von 18 bis 24 Zoll, Sitzbreiten von 15 cm - 32 cm, maximale Sitztiefe und Rückenhöhe Nutzerabhängig
- Komplett verschweißt oder an den Stellen modular, wo Einstellbarkeit erwünscht ist
- Sitzaufbau und Fußbrett aus Alu oder Carbon, Rahmen aus Alu
- Rohrwandstärken, Blech- und Carbondicken auf ein Mindestmaß reduziert
- Einzigartige Erscheinung mit verblüffenden Features
- Komplett kompatibel mit unserem Sonderbaukasten
- Neuer fußbedienbarer Antikipp, neue Fußfixierung, Verbindungsdeichsel zum Fahrrad, SmartWheel optimiert
- *Auf Wunsch bauen wir den Logic so, dass er genau so aussieht wie der Lox - nur stabiler & mit Kraftknoten



Dieser Katalog zeigt nur einige Beispiele aus unserem Programm. Alle Produkte werden ausschließlich im Sonderbau gefertigt. Anfragen, die über das Gezeigte hinausgehen, sind stets willkommen: Gern entwickeln wir nach intensiver Beratung zusammen mit Euch / in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten exakt das Hilfsmittel, was Ihr benötigt. Dabei kann, aber muss kein Rollstuhl entstehen ... Neugierig? Dann kommt uns besuchen - am besten nach vorheriger Terminabsprache

