

Angebot

Bestellung



SMA-RT

Hinweis

Manche Programme shreddern das Maßblatt beim Speichern!
Daher empfehlen wir, die Datei vor dem Speichern zu drucken

Rollstuhltechnik, optimiert für SMA und andere Muskelschwächen

Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen unbedingt Seiten 11 bis 14

Fax nicht möglich - Übermittlung ausschließlich per mail an

info@molab.de

Shop :	<input type="text"/>	Phone :	<input type="text"/>
Fachberater :	<input type="text"/>	Phone :	<input type="text"/>
mail Fachberater :	<input type="text"/>		
Patient/in :	<input type="text"/>	Phone :	<input type="text"/>
mail Patient/in :	<input type="text"/>		
Messung vom :	<input type="text"/>	Bestellt :	<input type="text"/>

SMA-RT ist ein leichter, einfach einstellbarer Rolli für Kinder und Jugendliche.
Maximal gewichtsoptimiert durch hochwertigen geschweißten Rahmen.

SMA-RT wächst einige cm kostenlos und ermöglicht beliebige Sitzpositionen.

SMA-RT ist crashgetestet nach ISO 7176-19 und somit Kraftknotentauglich!
20", 22" und 24" sind bis 50Kg Nutzergewicht zugelassen,
wenn sie für die Nutzung mit Kraftknoten bestellt werden.

Erhältlich in zwei Varianten: Kraftknotentauglich oder extraleicht als Sonderbau

Nutzung als Fahrzeugsitz vorgesehen / Ausrüstung mit Kraftknoten	<input type="checkbox"/>
Keine Nutzung als Fahrzeugsitz* / Kein Kraftknoten möglich	<input type="checkbox"/>

* solche Stühle sind leichter, da mit kleineren Belastungen zu rechnen ist.
Rahmen, Rückenkonstruktion und Kopfstütze sind etwa 30% gewichtsreduziert

ANTRIEBSRÄDER

20 Zoll	Sturz bei Lieferung immer 13°, nicht änderbar	<input type="checkbox"/>
22 Zoll	Sturz bei Lieferung immer 10°, änderbar auf 13°	<input type="checkbox"/>
24 Zoll	Sturz bei Lieferung immer 6°, änderbar auf 10°	<input type="checkbox"/>

GREIFREIFEN ANBAU

ENG 10mm	<input type="checkbox"/>	WEIT 19mm	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	-----------	--------------------------

Abstand Felge - Greifreifen

LENKRÄDER

4 Zoll	<input type="checkbox"/>	5 Zoll	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	--------	--------------------------

SITZ

SITZBREITE

Angabe in cm - gemessen zwischen den Seitenteilen

20	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>						

Wächst um 2cm mit - ohne Neuteile* - um 4cm mit Neuteilen

*Kissen wachsen nicht mit

SITZTIEFE

Angabe in cm - gemessen in der Sitzbrettmitte

20	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>		

Wächst um 5 bis 10cm* mit - ohne Neuteile**

*abhängig von der Stuhlausgangsgröße **Kissen wachsen nicht mit

SITZHÖHE VORN

in cm vom Boden zur Sitzbrettvorderkante gemessen

Bei 20 Zoll	34 <input type="checkbox"/>	35 <input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>
	37 <input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>	
Bei 22 Zoll	36 <input type="checkbox"/>	37 <input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>
	39 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>	
Bei 24 Zoll	38 <input type="checkbox"/>	39 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>
	41 <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>	

SITZHÖHE HINTEN

in cm vom Boden zur Sitzbretthinterkante gemessen

Bei 20 Zoll	34 <input type="checkbox"/>	35 <input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>
	37 <input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>	
Bei 22 Zoll	36 <input type="checkbox"/>	37 <input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>
	39 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>	
Bei 24 Zoll	38 <input type="checkbox"/>	39 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>
	41 <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>	

KISSENDICKE

vorn unter den Oberschenkeln in cm

3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

hinten unter den Sitzbeinen in cm

3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

UNTERSCHENKELLÄNGE

! Bitte das Körpermaß angeben !

Oberschenkelunterseite bis zur Schuhsole in cm

10 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>
14 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>
18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>
22 <input type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>
26 <input type="checkbox"/>	27 <input type="checkbox"/>	28 <input type="checkbox"/>	29 <input type="checkbox"/>
30 <input type="checkbox"/>	31 <input type="checkbox"/>	32 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>
34 <input type="checkbox"/>	35 <input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>	37 <input type="checkbox"/>
38 <input type="checkbox"/>	39 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>	41 <input type="checkbox"/>
42 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	44 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>

SCHWERPUNKT

So wird gemessen: Abstand der Achsmittle der Antriebsräder bis zur unteren Verschraubung der Rückenschale an den Seitenteilen

3	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
passiv		normal		aktiv		sehr aktiv	
20" und 22"		20" und 22"		20", 22" und 24"		nur für 24"	

Merke: Pro 2° Rückenwinkelöffnung bitte 1cm weniger Schwerpunkt wählen

RÜCKEN

RÜCKENWINKEL

minus = nach vorn geneigt, 0 = senkrecht, plus = nach hinten geneigt
Gemeint ist die Abweichung von der Senkrechten.

-3°	<input type="checkbox"/>	-2°	<input type="checkbox"/>	-1°	<input type="checkbox"/>	0°	<input type="checkbox"/>
1°	<input type="checkbox"/>	2°	<input type="checkbox"/>	3°	<input type="checkbox"/>	4°	<input type="checkbox"/>
5°	<input type="checkbox"/>	6°	<input type="checkbox"/>	7°	<input type="checkbox"/>	8°	<input type="checkbox"/>
9°	<input type="checkbox"/>	10°	<input type="checkbox"/>	11°	<input type="checkbox"/>	12°	<input type="checkbox"/>

RÜCKENHÖHE

Rückenhöhe - gemessen in der Schalenmitte zum Sitzbrett
Die Höhendifferenz zu den Schalenaußenkanten beträgt immer 4-5cm

20	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>

Wächst um etwa 5 - 10cm ohne Neuteile*

* abhängig von der Grundkonfiguration / Stuhlgröße

PELOTTEN

Pelotten sind verstellbar in Höhe, Abstand & Winkel montiert.
Maßangaben verstehen sich incl. Bezügen vor Rückenpolster

Größe S - 10cm Breite x 12cm Länge

Größe M - 12cm Breite x 12cm Länge

Größe L - 14cm Breite x 13cm Länge

Neoprenbezüge schwarz

Ohne Bezüge

ANBAU DER PELOTTEN

links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---------------------------------

Merke: Bei Auslieferung befinden sich die Pelottenoberkanten immer
auf Höhe der Rückenschalenaußenkanten.

Die Position kann später beim Kunden um einige cm korrigiert werden.

Abstand der gepolsterten Pelotten zueinander in cm

18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>
22 <input type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>
26 <input type="checkbox"/>	27 <input type="checkbox"/>	28 <input type="checkbox"/>	29 <input type="checkbox"/>
30 <input type="checkbox"/>	31 <input type="checkbox"/>	32 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>

FUSSAUFLAGE

- Fußauflage schmal - entspricht etwa der Sitzbreite
- Fußauflage breit - vorn etwa 3 cm breiter als hinten
- Fußauflage klappbar (breit nicht für kurze Unterschenkellängen)
- Fußfixierung durch gepolsterte Rastergurte
- Fersenkante - etwa 40mm hoch
- Wadenband - einige cm schmaler als die Fußauflage
- Wadenplatte - etwa so breit wie die Fußauflage hinten

KOPFSTÜTZE HÖHENVERSTELLBAR

- Aufnahme über Alu-Vierkantrohr 15 x 15 mm und Unihalter
- Aufnahme für Stühle mit Kraftknoten über Rundrohr D=25mm
- Tiefenverstellung

Maximaler Abstand Kopfstützenoberkante bis Sitzbrett in cm

45cm

65cm

KOPFSTÜTZENGRÖSSEN INCL. POLSTER

Größe S - 20cm Breite x 15cm Höhe

Größe M - 24cm Breite x 16cm Höhe

Größe L - 28cm Breite x 18cm Höhe

FORM DER KOPFSTÜTZE

kann werkzeuglos beim Kunden angeformt werden

stark gewölbt

leicht gewölbt

flach

RÜCKENSCHALENSEGMENTE

Verlängerung der Rückenschale durch Segmente in verschiedenen Höhen.
Die Segmente entsprechen in Form und Breite der Rückenschale und werden höhenverstellbar in einer Ebene mit der Rückenschale befestigt.

SEGMENTHÖHEN

- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm

GRUNDAUSSTATTUNG :

- Rahmen aus 7020 T6, geschweißt, 20“ bis 24“, wärmebehandelt
- Lenkrollen 4“ oder 5“, Kunststoffelge, Bereifung Polymer
- Bremse, fixiert vor den Schutzblechen an den Seitenteilen
- Antriebsräder 20“, 22“ 24“, 24 Speichen, Hochdruckbereifung
- Schutzbleche / Kleiderschutzelemente aus Kunststoff
- Seitenteile aus Aluminium
- Rückenaufnahme
- Sitzblech, mitwachsend bis etwa 5cm in der Sitztiefe
- Fußbrett schmal - höhen-, winkel- und tiefenverstellbar
- Beschichtung in Standardfarben
- Spacer für Sitzverbreiterung um 2cm

OPTIONEN

SITZ

GA	Seitenteile aus Aluminium	<input type="checkbox"/>	
GA	Sitzblech bei Auslieferung - etwa 5cm mitwachsend	<input type="checkbox"/>	
ZA	Sitzblech-Segment 10cm	<input type="checkbox"/>	
ZA	Sitzblech-Segment 15cm	<input type="checkbox"/>	
ZA	Sitzblech-Segment 20cm	<input type="checkbox"/>	
SB	Sitzkissen flach	<input type="checkbox"/>	
SB	Sitzkissen anatomisch	<input type="checkbox"/>	
SB	Decklage Relaxschaum für Sitzkissen	<input type="checkbox"/>	
SB	Bezug für Sitzkissen aus Abstandsgewebe, atmungsaktiv	<input type="checkbox"/>	
SB	Bezug für Sitzkissen mit Inkontinenzschutz	<input type="checkbox"/>	

SB	Abduktionskeil	<input type="checkbox"/>	
SB	Bezug für Abduktionskeil aus Abstandsgewebe, atmungsaktiv	<input type="checkbox"/>	
SB	Bezug für Abduktionskeil mit Inkontinenzschutz	<input type="checkbox"/>	

GA	Rückenschale bei Auslieferung - 5cm mitwachsend	<input type="checkbox"/>	
ZA	Rücken-Segment 10cm	<input type="checkbox"/>	
ZA	Rücken-Segment 15cm	<input type="checkbox"/>	
ZA	Rücken-Segment 20cm	<input type="checkbox"/>	
SB	Polster für Rückenschale / Rücken-Segmente	<input type="checkbox"/>	
SB	Decklage Relaxschaum für Rückenpolster / -Segmente	<input type="checkbox"/>	
SB	Bezug aus AKA, atmungsaktiv für Rückenpolster / -Segmente	<input type="checkbox"/>	
SB	Bezug für Rückenpolster / -Segmente mit Inkontinenzschutz	<input type="checkbox"/>	

ZA	Pelotte 1 Stück, ungepolstert	<input type="checkbox"/>	
ZA	Pelotten 2 Stück, ungepolstert	<input type="checkbox"/>	
ZA	Pelottenbezug, 1 Stück, Neopren, schwarz	<input type="checkbox"/>	
ZA	Pelottenbezug, 2 Stück, Neopren, schwarz	<input type="checkbox"/>	

ZA	Kopfstütze höhenverstellbar, ohne Polster	<input type="checkbox"/>	
ZA	Tiefenverstellung für Kopfstütze	<input type="checkbox"/>	
ZA	Polster für Kopfstütze	<input type="checkbox"/>	
ZA	Bezug für Kopfstützenpolster	<input type="checkbox"/>	
ZA	Aufnahme für Oberkörperbegurtung	<input type="checkbox"/>	

GA	Farbe der Bezüge aller Polster Pro Stuhl nur eine Farbe / Stoffsorte Keine grünen Inkontinenzbezüge lieferbar	schwarz	<input type="checkbox"/>	
		rot	<input type="checkbox"/>	
		grün	<input type="checkbox"/>	
		blau	<input type="checkbox"/>	
		grau	<input type="checkbox"/>	

SCHIEBEGRIFFE

SB	Bügelschiebegriff, klappbar über Kunststoffgelenke wie am Kinderwagen	<input type="checkbox"/>	
----	---	--------------------------	--

BREMSE

GA	Bremse, vorn am Seitenteil montiert	<input type="checkbox"/>	
ZA	Bremse, im Kleiderschutz montiert	<input type="checkbox"/>	
ZA	Scheibenbremse hydraulisch, Bedienung durch Begleitperson	<input type="checkbox"/>	

SCHUTZBLECHE

GA	Schutzbleche aus Kunststoff, schwarz ohne Schlitz für Bremshebel	<input type="checkbox"/>	
GA	Schutzbleche aus Kunststoff, schwarz mit Schlitz für Bremshebel	<input type="checkbox"/>	

ANTRIEBSRÄDER

GA	Räder der Grundausstattung werden mit Schwalbe RightRun geliefert	<input type="checkbox"/>	
GA	Antriebsräder, 24 Speichen, RightRun 20“, 22“ und 24“	<input type="checkbox"/>	
ZA	Antriebsräder Golz Revolution - durchgehende Greifreifenbefestigung	<input type="checkbox"/>	
ZA	Antriebsräder zur Nutzung mit Scheibenbremse	<input type="checkbox"/>	
GA	Greifreifen Alu	<input type="checkbox"/>	
ZA	Greifreifen Edelstahl	<input type="checkbox"/>	
ZA	Greifreifen Plastic Coat schwarz, glänzend	<input type="checkbox"/>	
ZA	Greifreifen MaxGrepp	<input type="checkbox"/>	
GA	Steckachsen Standard Ø 12 mm rostfrei bis 24"	<input type="checkbox"/>	
ZA	Steckachsen 1/2"	<input type="checkbox"/>	
ZA	Bereifung Schwalbe Marathon Plus Evolution	<input type="checkbox"/>	
ZA	Speichenschutz transparent	<input type="checkbox"/>	
SB	Speichenschutz von www.wheelchair-gadgets.com	<input type="checkbox"/>	
SB	Speichenschutz von www.blueprince.de > beste Qualität !	<input type="checkbox"/>	

LENKRÄDER

GA	Lenkrad Kunststoffelge – Bereifung Polymer, pannensicher 4“	<input type="checkbox"/>	
GA	Lenkrad Kunststoffelge – Bereifung Polymer, pannensicher 5“	<input type="checkbox"/>	
ZA	Sicherheitslenkrad LED - leuchtet, wenn der Stuhl rollt - 4“	<input type="checkbox"/>	
ZA	Sicherheitslenkrad LED - leuchtet, wenn der Stuhl rollt - 5“	<input type="checkbox"/>	

FUSSBRETT

GA	Fußbrett Alu in Sitzbreite, höhen-, winkel- und tiefeneinstellbar	<input type="checkbox"/>	
ZA	Fußbrett Alu, vorn 3cm mehr als Sitzbreite, höhen-, winkel- und tiefeneinstellbar	<input type="checkbox"/>	
ZA	Fußbrett wegklappbar, in Sitzbreite	<input type="checkbox"/>	
ZA	Fußbrett wegklappbar, vorn 3cm mehr als Sitzbreite (nicht bei kurzer UL)	<input type="checkbox"/>	
ZA	Fersenkante	<input type="checkbox"/>	
ZA	Wadenband	<input type="checkbox"/>	
ZA	Wadenplatte	<input type="checkbox"/>	
ZA	Fußfixierung mit gepolsterten Clickschnallen	<input type="checkbox"/>	

ANTIKIPP

ZA	Antikipp - 1 Stück - links oder rechts montiert	<input type="checkbox"/>	
SB	Antikipp - 2 Stück - links und rechts montiert	<input type="checkbox"/>	

FARBEN

GA	Pulverbeschichtung in Standardfarben ist im Grundpreis enthalten	rot	<input type="checkbox"/>	
		gelb	<input type="checkbox"/>	
		grün	<input type="checkbox"/>	
		blau	<input type="checkbox"/>	
		weiß	<input type="checkbox"/>	
		schwarz matt	<input type="checkbox"/>	

ET	Alle anderen Farben sind aufpreispflichtig. Möglich sind fast alle Farben aus dem RAL-Classic-Sortiment. Einzelne Farbtöne sind in Ausnahmefällen nicht erhältlich. RAL-Farbtön in Worten bitte hier angeben : Die dazugehörige RAL-Nummer bitte hier angeben :	glänzend	<input type="checkbox"/>	
		metallic	<input type="checkbox"/>	
		dormant	<input type="checkbox"/>	
		transparent	<input type="checkbox"/>	
		matt	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

MATERIAL

GA	Alles aus Alu	<input type="checkbox"/>	
SB	Seitenteile und Fußbrett aus Carbon - wir verzichten bewusst auf mehr Carbonbauteile - Sitz, Rücken und mehr gibt's nur auf Anfrage	<input type="checkbox"/>	

GURTE

ZA	2-Punkt Beckengurt	<input type="checkbox"/>	
ZA	4-Punkt Beckengurt	<input type="checkbox"/>	
ZA	Schmetterlingsweste	<input type="checkbox"/>	

ANBAUTEN

ZA	Lenkstabilisierung für verbesserten Geradeauslauf	<input type="checkbox"/>	
ZA	Therapietisch transparent aus Kunststoff	<input type="checkbox"/>	
ZA	Outdoorvorbau	<input type="checkbox"/>	
ZA	Kraftknoten incl. Adaption	<input type="checkbox"/>	

SO WIRD GEMESSEN / ABKÜRZUNGEN

Bitte richten Sie sich nach den Zeichnungen auf den Seiten 12 bis 14.
 Füllen Sie das Maßblatt ausschließlich gemäß unserer Anweisungen aus.
 Wir übernehmen keine Verantwortung für falsche Maßangaben in Ihrer Bestellung.

PA - Seite 5	Pelottenabstand, gepolstert - hier bitte das Körpermaß auf Kleidung angeben
PL - Seite 5	Pelottenlänge, angegeben ist das Maß incl. Bezug vor dem Rückenpolster
ST - Seite 2	Sitztiefe, gemessen in der Sitzbrettmittle (so lang wird das Kissen)
KH - Seite 5	Kopfstützenhöhe, Abstand Kopfstützenoberkante zum tiefsten Punkt des Kissens
PB - Seite 5	Pelottenbreite incl. Bezug - siehe PL - das hier ist die vertikale Dimension ;o)
RH - Seite 4	Rückenhöhe, gemessen in der Schalenmitte ab Sitzbrett
KD - Seite 3	Kissendicke - im belasteten Zustand - unter den Oberschenkeln / den Sitzbeinen
UL - Seite 3	Unterschenkellänge, Körpermaß von der Oberschenkelunterseite bis zur Schuhsohle
SHh - Seite 3	Sitzhöhe hinten, gemessen vom Boden bis zur Sitzbretthinterkante
SHv - Seite 3	Sitzhöhe vorn, gemessen vom Boden bis zur Sitzbrettvorderkante
SB - Seite 2	Sitzbreite zwischen den Seitenteilen - unbedingt Körpermaß plus Zugabe eintragen!

WICHTIG:

SP - Seite 4	Schwerpunkt .. waagrecht gemessen von der Mitte der Antriebsradachse bis zur Mitte der unteren Schraube, die den Rücken mit dem Seitenteil verbindet
--------------	--

Weitere Abkürzungen

GA	Grundausstattung
ZA	Zusatzausstattung
SB	Sonderbau





