

molab

SMA-RT

SMA-RT



# ...schön, dass es so leicht geht

- Einführungspreis ab 2494,-€
- Eingeschränkte Sonderbauoptionen für schnelle Lieferung!
- Starrrahmen-Rolli für Kinder und Jugendliche von 1,5 bis 15 Jahre
- Einfache Schwerpunkteinstellung für aktive Nutzerinnen
- Made in Germany
- Geschweißter Rahmen aus Alu 7020 T6
- Sehr leicht (ab 6 Kilo komplett & fahrbar)
- Maximal gewichtsoptimiert
- Sitzaufbau / Fußbrett aus Alu oder Carbon
- Sitzposition incl. Rücken, Unterschenklänge und Fußbrettwinkel stufenlos einstellbar
- Ohne Neuteile (ausgenommen Polster) 4 cm in der Breite mitwachsend
- Ohne Neuteile (ausgenommen Polster) 5 cm in der Sitztiefe und in der Rückenhöhe anpassbar
- Fahrwerksgeometrie präzise einstellbar
- Sturzadapter austauschbar (6°, 10°, 13°)
- Radgrößen: 20 bis 24 Zoll
- Sitzbreiten: 20 bis 36 cm
- Sitztiefen: 20 bis 40 cm (erweiterbar)
- Rückenhöhe: 20 bis 42 cm (erweiterbar)
- Crashgetestet bis 50 Kg
- Kraftknotenbindung unauffällig in den Rahmen integriert
- Schrauberoptimiert, einfache Anpassung durch das Sanihaus beim Kunden möglich
- Kostengünstige Schulungen für Berater durch molab zur Sicherung der Servicequalität
- Alber e-motion & e-fix optional
- Detailliertes Maßblatt mit einigen Mausclicks direkt am Rechner ausfüllbar
- Detaillierte Messanleitung im Maßblatt

Dieser Katalog zeigt nur einige Beispiele aus unserem Programm. Alle Produkte werden ausschließlich im Sonderbau gefertigt. Anfragen, die über das Gezeigte hinausgehen, sind stets willkommen: Gern entwickeln wir nach intensiver Beratung zusammen mit Euch / in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten exakt das Hilfsmittel, was Ihr benötigt. Dabei kann, aber muss kein Rollstuhl entstehen ... Neugierig? Dann kommt uns besuchen - am besten nach vorheriger Terminabsprache

